

# Què he de fer amb els residus especials al laboratori?

01

## Identificar i classificar el residu

Comprovar a quin grup pertany el residu. Podeu consultar el Cercador de residus de laboratori a [www.ub.edu/ossma/residus/cercador-residus-laboratori/](http://www.ub.edu/ossma/residus/cercador-residus-laboratori/)



02

## Escollir el bidó i etiquetar-lo

Seleccionar el bidó adient per a cada tipus de residu i, abans d'encetar-lo, etiquetar-lo correctament. Les etiquetes es poden descarregar a [www.ub.edu/ossma/residus/etiquetes-recollida-residus-laboratori](http://www.ub.edu/ossma/residus/etiquetes-recollida-residus-laboratori)



Químics líquids



Químics sòlids



Sanitaris



03

## Omplir-lo i emmagatzemar-lo

Dipositar el residu al bidó, emmagatzemar-lo al laboratori de manera segura i tancar-lo definitivament quan estigui al 90% de capacitat.



04

## Transportar-lo al magatzem i reposar el material

Si el vostre centre no té magatzem, envieu a [ossma@ub.edu](mailto:ossma@ub.edu) el formulari de sol·licitud de recollida i reposició de recipients FOR/MAM/001 [www.ub.edu/ossma/residus/residus-especials-laboratori/](http://www.ub.edu/ossma/residus/residus-especials-laboratori/)

